


Capteurs de temprature extrieurs / entrepts frigorifiques Pt100 - Type PRT - lment unique avec sortie 4-20mA



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Comprend un transmetteur intgr qui convertit la sortie du capteur Pt100 en un signal de sortie industriel standard de 4 20 mA sur une plage prconfigur de -50 +150 C. Il est galement configurable par lutilisateur, ce qui permet de modifier la porte et la direction de lpuisement. Il permet galement lutilisateur de rduire le courant de sortie 4 ou 20 mA.

lment unique 3 fils avec metteur, sortie de boucle de courant 2 fils 4-20mA, plage par dfaut -50 +150C (les autres plages peuvent tre mises lchelle/configures par lutilisateur, porte minimale de 25C - autres spcifications de lmetteur ci-dessous).

Spifications

Specifications

Product Code	XE-3675-001
General Description	Weatherproof IP67 rated wall mounting Pt100 for accurate outdoor air temperature sensing
Sensor Type	Single element with 4-20mA output
Housing	Painted Die-Cast Aluminium Housing L80 x W74 x H54mm
Element	Pt100, class B to IEC 751
Sheath Material	Perforated 316 stainless steel probe, 12.7mm x 75mm
Gland	M20 cable entry gland
Max. Temperature	150°C
Min. Temperature	-50°C
IP Rating	IP67
Transmitter	Transmitter device has an ambient operating range of -40 to +85°C
Number of Wires	3
Series	Outdoor / Cold Store Pt100