


Dtecteurs fil enroul de 100 ohms - Classe B - 2,8 mm x 25 mm



100 OHMS FIL WOUND DETECTOR



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Veillez noter : les dlais de livraison DIN de classe 1/10 varient veuillez vous renseigner ou vous serez contact avec un dlai aprs avoir pass votre commande.

Caractristiques techniques

Specifications

Product Code	XE-4717-001
General Description	Wirewound construction for optimum performance and stability
Sensor Type	Pt100 Single Element
Max. Temperature	650°C
Min. Temperature	-200°C
Tolerance	Class B
Dimensions	2.8mm Width x 25mm Length
Series	RTD Detectors