

Dtecteurs fil enroul de 100 ohms - Classe 1/10 DIN - 1,5 mm x 8 mm



100 OHMS FIL WOUND DETECTOR



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Veuillez noter : les délais de livraison DIN de classe 1/10 varient veuillez vous renseigner afin que nous puissions vous conseiller avant de passer votre commande.

Caractéristiques techniques

Specifications

Product Code	XE-4788-001
General Description	Wirewound construction for optimum performance and stability
Sensor Type	Pt100 Single Element
Max. Temperature	650°C
Min. Temperature	-200°C
Tolerance	1/10DIN relative to IEC 60751 over the range 0°C to 150°C
Dimensions	1.5mm Width x 8mm Length