


Thermocouple autoclave CEI - Duplex Type T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Cette sonde de charge de stérilisateur est dotée d'un capteur duplex de type T et convient à une utilisation dans des conditions difficiles, y compris la plupart des stérilisateurs à vapeur.

Specifications

Product Code	XE-9510-001
General Description	First 2.5m section in a flexible stainless steel conduit
Thermocouple Type	Type T Duplex
Thermocouple Junction	2 x insulated tip junctions
Probe Diameter	4mm
Probe Length	250mm
Sheath Material	Stainless steel (316) sheath
Cable Type	Cable is silicon rubber throughout
Max. Temperature	+200°C
Min. Temperature	-50°C