

## Cas d'Équipement ABS noir



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Cas ABS noir est livré avec ensemble complet de mousse qui peut être arraché en cubes de 10mm et modifié aux exigences des utilisateurs.

### Dimensions

**Interne (LxWxD)**  
420 x 298 x 131mm

**Externe (LxWxD)**  
432 x 363 x 138mm

**Poids (Kg)**  
1.4

### Specifications

<b>Product Code</b>	XE-6050-001
---------------------	-------------