

Slecteur de thermocouple IEC 6 voies, montage en tabli



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un slecteur 6 positions dans un boîtier moulé avec des panneaux avant et arrière en aluminium. Les entrées arrière sont commutées via un slecteur rotatif monté à l'avant vers la prise de sortie unique.

Câble interne avec un câble de compensation thermocouple et disponible avec les types de thermocouples K, J, T, N & R/S.

SPCIFICATION

Construction - Unit portable / de support banc dans un boîtier moulé avec panneaux avant et arrière en aluminium

Taille - 130 mm de large x 60 mm de haut x 145 mm de profondeur

Connecteurs d'entrée - 6 micro-prises thermocouples compensés

Connecteurs de sortie - Douille thermocouple miniature compensée unique

Disponible en types IEC K, J, T, N & R/S

Specifications