

## Ansl 12 Way Thermocouple Selector Switch, Montage de banc



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un sélecteur de 12 voies dans un boîtier moulé avec des panneaux avant et arrière en aluminium. Les entrées arrière sont commutées par l'intermédiaire d'un commutateur rotatif monté à l'avant vers la prise de sortie unique.

Câblé en interne avec câble de compensation thermocouple et disponible avec les types de thermocouples K, J, T, N et R/S.

**Spécification:**

Construction - Unité de montage portable / banc dans les boîtiers moulés avec des panneaux avant et arrière en aluminium

Taille - 130mm de large x 60mm de haut x 145mm de profondeur

Connecteurs d'entrée - 12 douilles thermocouples miniatures compensées

Connecteurs de sortie - Prise de thermocouple compensée miniature unique

Disponible en type ANSI K, J, T, N et R/S

**Specifications**