


Thermocouple jonction expose IEC Twin torsad avec bouchon moul - Type K - 1/0,3 mm - 1 M de longueur



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

La prise moule offre une construction robuste tout en offrant une terminaison tanche.

Vous avez besoin d'aligner votre capteur de température ?

Traçable selon les normes d'alignement ISO17025 (UKAS), Labfacility propose le choix d'un alignement traçable en 3 ou 5 points grâce à notre installation d'alignement interne ; vous pouvez sélectionner n'importe quels points de température entre -10°C et +200°C.

Veuillez noter que si vous ajoutez une option de calibration à votre commande, vous serez contacté pour obtenir des informations de livraison

Caractéristiques techniques

Specifications

Product Code	XE-0015-001
General Description	Good mechanical strength and flexibility, resistant to oils, acids and other adverse fluids, gases, steam etc.
Sensor Type	Exposed Junction
Thermocouple Type	K
Cable Length	1M
Cable Type	PFA insulated conductors twisted together
Core / Strands	1/0.3mm
Termination Type	Miniature moulded flat pin plug, colour coded 'green' in accordance IEC specification
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-75°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3



Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature