


Prise de connecteur thermocouple pour montage sur PCB IM-K-PCB Type K IEC avec broches plaques tain



Miniature PCB Socket
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Prise de connecteur thermocouple pour montage sur PCB IM-K-PCB Type K IEC avec broches plaques tain

Spécialement conçus pour les circuits imprimés, broches plaques tain solide pour le montage direct sur carte et la fourniture d'un capteur CJC

Caractéristiques techniques**Specifications**

Product Code	XE-1109-TIN
General Description	Versatile, high quality circuit board mounting miniature socket
Thermocouple Type	K IEC
Connector Type	PCB Socket
Connector Size	Miniature
Colour	Green
Max. Temperature	220°C
Pins	Tin Plated
+Positive Contact	Nickel Chromium
-Negative Contact	Nickel Alloy
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS