



# Prise de connecteur thermocouple pour montage de PCB IM-T-PCB Type T IEC



**Miniature PCB Socket**  
(dimensions in mm)

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Prise de connecteur thermocouple pour montage de PCB IM-T-PCB Type T IEC**

Spécialement conçus pour les circuits imprimés, broches pleines pour le montage direct sur carte et provision pour capteur CJC

**Caractéristiques techniques****Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-1199-001
<b>General Description</b>	Versatile, high quality circuit board mounting miniature socket
<b>Thermocouple Type</b>	T IEC
<b>Connector Type</b>	PCB socket
<b>Connector Size</b>	Miniature
<b>Colour</b>	Brown
<b>Max. Temperature</b>	220°C
<b>+Positive Contact</b>	Copper
<b>-Negative Contact</b>	Copper Nickel
<b>Standards Met</b>	BS EN 50212:1997. RoHS