

**Sondes de temprature thermocouple visser CEI -
Type K - 1/4"NPT - 50mm de longueur x 3mm de
diamtre**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Capteurs de temperature visser de type K avec une plage de mesure de -75 +250C et un fil conducteur paire plate PFA de 1 metre.

Pour un montage direct dans des cuves, des tuyaux, des rservoirs ou des conduits pour la mesure de la temperature des liquides ou des gaz.

Applications typiques

Contrle des processus industriels

Tuyaux ou conduits

Navires et chars

Spcifications

Specifications

Product Code	XE-7348-001
General Description	Screw in Type K thermocouple
Thermocouple Type	K IEC
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	50mm
Sheath Diameter (mm)	3mm
Process Connection options	1/4"NPT
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C
Standards Met	IEC
Number of Wires	2