

**Sondes de temperature thermocouple vis CEI -
Type K - 1/2" BSPP - 150 mm de longueur x 6 mm
de diamtre**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Capteurs de temprature visser de type K avec une plage de mesure de -75 +250C et un fil conducteur paire plate PFA de 1 mtre.

Pour un montage direct dans des cuves, des tuyaux, des rservoirs ou des conduits pour la mesure de la temprature des liquides ou des gaz.

Applications typiques

Contrle des processus industriels

Tuyaux ou conduits

Navires et chars

Spfications

Specifications

Product Code	XE-7346-001
General Description	Screw in Type K thermocouple
Thermocouple Type	K IEC
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	150mm
Sheath Diameter (mm)	6mm
Process Connection options	1/2"BSPP
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C
Standards Met	IEC
Number of Wires	2