

**Thermocouples tubulaires fabriqués CEI avec joint  
sertir et fil conducteur - Type K - Diamètre de la  
gaine de 3 mm - Longueur de la gaine de 50 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Applications typiques

Contrôle des processus industriels

Tuyaux ou conduits

Fours et chauffage

Usage général

### Specifications

## Specifications

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Code         | XE-7900-001                                                                         |
| General Description  | Fabricated IEC Thermocouple with Rigid Stainless Steel Sheath with 1 metre PFA lead |
| Thermocouple Type    | K                                                                                   |
| Cable Length         | 1M                                                                                  |
| Cable Type           | PFA                                                                                 |
| Termination Type     | Stripped Wires                                                                      |
| Sheath Length (mm)   | 50mm                                                                                |
| Sheath Diameter (mm) | 3mm                                                                                 |
| Max. Temperature     | 250°C                                                                               |
| Min. Temperature     | -75°C                                                                               |
| Tolerance            | Class 1                                                                             |
| Standards Met        | IEC                                                                                 |
| Number of Wires      | 2                                                                                   |
| Series               | Fabricated Tube Thermocouple                                                        |