

Thermocouples tubulaires fabriqués CEI avec joint sertir et fil conducteur - Type J - Diamètre de la gaine de 6 mm - Longueur de la gaine de 100 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Applications typiques
Contrôle des processus industriels
Tuyaux ou conduits
Fours et chauffage
Usage général

Specifications**Specifications**

Product Code	XE-7921-001
General Description	Fabricated IEC Thermocouple with Rigid Stainless Steel Sheath with 1 metre PFA lead
Thermocouple Type	J
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	100mm
Sheath Diameter (mm)	6mm
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	IEC
Number of Wires	2
Series	Fabricated Tube Thermocouple