

Thermocouples tube fabriqués par la CEI avec joint sertir et fil conducteur - Type T - Diamètre de la gaine de 3 mm - Longueur de la gaine de 50 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Applications typiques

Contrôle des processus industriels

Tuyaux ou conduits

Fours et chauffage

Usage général

Specifications

Specifications

Product Code	XE-7924-001
General Description	Fabricated IEC Thermocouple with Rigid Stainless Steel Sheath with 1 metre PFA lead
Thermocouple Type	T
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	50mm
Sheath Diameter (mm)	3mm
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	IEC
Number of Wires	2
Series	Fabricated Tube Thermocouple