


Connecteur miniature de thermocouple Prise en ligne AM-T-FS Type T ANSI



Miniature in-line Socket
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Connecteur miniature de thermocouple Prise en ligne AM-T-FS Type T ANSI

Idéal pour un usage général, tous les contacts sont polarisés pour garantir une bonne connexion. Ces connecteurs acceptent des câbles thermocouple jusqu'à 4 mm de diamètre.

Caractéristiques techniques**Specifications**

Product Code	XE-1222-001
General Description	Ideal for general purpose use. Contacts are polarised to ensure correct connection.
Thermocouple Type	T ANSI
Connector Type	Socket
Connector Size	Miniature
Colour	Blue
Max. Temperature	220°C
+Positive Contact	Copper
-Negative Contact	Copper Nickel
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS
Series	Miniature Connector