



Capteur RTD montage en surface avec prise miniature 3 broches - Longueur 1 m



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un capteur de temprature RTD boulonn avec un botier en aluminium pour une rponse thermique rapide et une languette avec un trou de montage de 3 mm pour un montage facile, avec un plomb et des queues PFA.

Le capteur peut tre ciment, coll, viss ou boulonn sur la plupart des surfaces planes.

Il dispose dun capteur Pt100 de classe A en standard avec un capteur Pt1000 en option et des longueurs de cble adaptes, ainsi que doptions de connecteurs non standard, tels que la prise Lemo pour sadapter votre application.

Spcifications

Specifications

Product Code	XE-7703-001
General Description	RTD-830 style - Stripped 75mm tails as standard
Termination Type	Miniature 3-PIN Plug
Max. Temperature	230°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Length	1M Lead
Number of Wires	4 wire or 3 wire with connector
Series	Bolt on RTD