

**Thermocouple IEC expos double jonction
torsade isol en PTFE avec queues nues - Type K -
Longueur de cble de 250 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermocouple de type K, J ou T. Jonction apparente soude réponse rapide disponible selon la spécification de câble de classe 1 conformément à la norme BS EN 60584-3:2008 avec terminaison queues nues.

Ideal pour les applications de test et développement.

Caractéristiques techniques

Specifications

Product Code	XE-3502-001
General Description	Fast response, welded exposed Junction
Sensor Type	Exposed Junction
Cable Length	250mm
Core / Strands	1/0.2mm
Cable Termination	Bare tails
Max. Temperature	+260°C
Min. Temperature	-75°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	IEC-584-3