

Sonometre numérique WT9055



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le sonomètre numérique WT9055 est nouveau, petit et portable. L'appareil est applicable à la mesure des environnements industriels, au contrôle qualité, à la prévention de la santé et divers bruits environnementaux, y compris les bureaux, les itinéraires de transport, les équipements sportifs et bien d'autres sujets.

Mesure du niveau sonore (dBA)

Valeur de courant MIN / MAX / Verrouillage

Conservation des données

Fonction de rétroéclairage LCD

Manuelle / arrêt automatique

Alarme de rétroéclairage

Les logiciels de ces produits peuvent être téléchargés en suivant

[ce lien](#)

Caractéristiques techniques

Specifications

Product Code	XE-4157-001
Model	WT9055
Type	Sound Level Meter
Accuracy	+/- 1.5dB
Resolution	0.1dB(A)
Battery	3 x 1.5V AAA
Dimensions	53.4mm x 31.4mm x 131.7mm
Working Temperature	0-40°C
Operating Humidity	10-80% RH
Weight	96.38g
Storage Temperature	10-60°C
Measuring range	35-130dB (A)



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Important Information

Frequency response: 31.5Hz - 8KHz