

Micro thermomtre de poche - Blanc



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermomètre miniature lecture instantanée

Design compact, parfait pour les poches des chefs

Transport sans effort lors des contrôles de ligne

Pointe réduite pour une réponse plus rapide

Plage de température : -50 150 °C

Résistant à l'eau IP65

Conçu pour la vitesse et la commodité

Ce thermomètre miniature lecture instantanée est conçu pour des mesures rapides et pratiques en déplacement. Que vous vous assuriez que les aliments sont chauds pour le service ou que vous effectuiez des vérifications de stockage des aliments, le thermomètre micro-poche sera toujours vos amis. Avec seulement 124 mm de long, il se glisse facilement dans une poche, ce qui en fait le compagnon idéal des chefs occupés qui ne peuvent pas se permettre de perdre du temps à chercher leur thermomètre pendant les heures de pointe.

Températures HACCP couvertes

Avec une plage de température de -50 150 °C, ce thermomètre répond à tous les besoins en matière de sécurité alimentaire, y compris la conservation des aliments réfrigérés et le service de repas chauds. Précis jusqu'à 0,5 °C (entre -10 et 100 °C), il vous donne confiance dans vos lectures.

Spécifications

Specifications

Product Code	XE-4202-001
Accuracy	+/-0.5°C (-10 to 100°C), otherwise 1.0°C
Resolution	0.1°C
Air Temp: Range	-50°C to 150°C
Battery	1 x 3 volt CR1632
Colour	White
Dimensions	22 x 27 x 124 mm
Display Type	13 x 9mm LCD
Automatic Shutdown	Auto off after 5 minutes
Power Consumption	2000 hours battery life
Standards Met	IP65



Construction	ABS plastic includes Biomaster product protection
--------------	---