

## Enregistreur de données de température USB ThermaPod



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Téléchargements rapides de données sans logiciel

Ideal pour le stockage et le transport

Enregistre jusqu'à 7 500 lectures

étanche aux éclaboussures selon IP65

Plage de température -20 à 85 °C

Enregistrement automatisé de la température

Automatisez la surveillance de la température ambiante à un prix abordable avec l'enregistreur USB ThermoPod. Avec une plage de -20 à 85 °C, il est idéal pour surveiller les conditions de stockage des articles réfrigérés tels que les aliments et les produits pharmaceutiques ou les températures ambiantes dans les chambres, les entrepôts et les zoos.

Aucun téléchargement de logiciel n'est requis, il est parfait pour des processus tels que le transport. Les utilisateurs peuvent générer un rapport PDF instantanément à l'arrivée, ce qui permet de confirmer rapidement si les marchandises doivent être acceptées ou rejetées.

Facile à configurer

Programmez facilement vos intervalles de réglage à l'aide de deux boutons situés de chaque côté de l'écran. Choisissez entre 6 et 255 minutes. La LED clignote en vert lors de l'enregistrement. L'enregistreur peut stocker jusqu'à 7 500 lectures.

### Spécifications

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4204-001
<b>Accuracy</b>	+/-0.5°C (-10 to 70°C) otherwise +/-1°C
<b>Readings</b>	7,500 memory
<b>Resolution</b>	0.1°C
<b>Logging Interval</b>	6 seconds to 255 minutes
<b>Battery</b>	3 volt CR2032 lithium coin cell
<b>Colour</b>	White
<b>Dimensions</b>	14.5 x 26 x 76 mm
<b>Automatic Shutdown</b>	Auto off after 30 seconds
<b>Max. Temperature</b>	85°C
<b>Min. Temperature</b>	-25°C



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

<b>Weight</b>	26 grams
<b>Power Consumption</b>	1000 hours battery life
<b>Standards Met</b>	IP65