


Kit de thermocouple usage gnral CEI de type K avec poigne de sonde



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le kit se compose de :

- 1 x thermomètre numérique usage général GM1312 (K, J, T, E, N, R/S)
- 1 x poignée de sonde de thermomètre interchangeable Type K IEC
- 1 x mallette de transport

Livré avec 3 thermocouples IEC de type K avec des fiches miniatures et 1 jonction exposée IEC de type K.

- Thermocouple usage général de 3 mm x 110 mm avec prise miniature
- Thermocouple de sonde d'air de 4 mm x 120 mm avec prise de type miniature
- Thermocouple pointe d'aiguille de 3,3 mm x 115 mm avec prise miniature
- Thermocouple jonction apparente avec prise miniature

Spécifications**GM1312 Thermomètre numérique usage général (K, J, T, E, N, R/S)**

- Résolution : 0,1 °C ou 0,1 °F
- Précision : 0,4 °C ± 1 %
- 200°C - 1372°C (type K)
- Humidité relative : 0-70 % HR

Poignée de sonde de thermomètre interchangeable Type K IEC

- Intègre une prise de thermocouple miniature
- Permet de connecter facilement les sondes

Thermocouple usage général avec fiche miniature de type K IEC

- 3,0 mm x 110 mm
- Plage de température de la sonde -40°C - +1100°C.

Thermocouple sonde d'air avec prise de type miniature Type K IEC

4,0 mm x 120 mm

Température maximale 250C

Thermocouple pointe daiguille avec fiche miniature Type K IEC

3,3 mm x 115 mm

Plage de température de la sonde : -50C +260C

Thermocouple jonction apparente avec fiche miniature de type K IEC

Conducteurs 1/0,3 mm de longueur 1M.

Indice d'isolation -75C 260C

Specifications

Product Code	XE-0037-001
--------------	-------------