


Sonde de temprature de pointe daiguille ANSI K - 3,3 x 110 mm avec Mini Plug



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Cette sonde de température pointe daiguille (3,3 110 mm) avec un mini-plug est conçue pour une mesure rapide et précise de la température dans les matériaux mous et semi-solides. La fine pointe de l'aiguille en acier inoxydable offre une réponse rapide et permet une insertion facile avec un minimum de perturbation de l'échantillon. Durable et polyvalent, il convient aux tests alimentaires, aux laboratoires et à une large gamme d'applications polyvalentes.

Specifications

Specifications

Product Code	XE-0043-001
General Description	Needle Tip
Thermocouple Type	ANSI
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	110mm
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-50°C
Standards Met	ANSI Type K
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow