


Sonde de temperature ANSI K Air Tip 4 x 110mm avec Mini Plug



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Cette sonde de température à la pointe d'air (4 x 110 mm) avec un mini-bouchon est conçue pour une mesure rapide et précise des températures de l'air et du gaz. Sa conception à pointe perforée ou exposée permet un excellent flux d'air autour du capteur, offrant des temps de réponse rapides et des lectures stables. Robuste et polyvalent, il est idéal pour les tests CVC, la surveillance environnementale et une large gamme d'applications en laboratoire ou industrielles.

Specifications

Specifications

Product Code	XE-0042-001
General Description	Air Tip Probe
Thermocouple Type	ANSI
Probe Diameter	4mm
Probe Length	110mm
Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	250°C
Standards Met	ANSI Type K
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow