

**Capteur PT100 patch autocollant avec chemise  
extérieure isolée en PFA - Type PRT - 2M de  
longueur**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le style RTF4/NAH est un capteur de surface encapsulé dans un patch en caoutchouc silicone.

Utilisation pour des applications de surface

Tolérance de classe B

Plomb isolé PFA

Terminaison de queue 4 fils vers IEC60751

Options de plomb PFA de 1, 2, 3 ou 5 m disponibles

### Caractéristiques techniques

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3688-001
<b>Sensor Type</b>	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
<b>Element</b>	Pt100
<b>Patch dimensions</b>	L40 x W15mm x D5mm
<b>Cable Length</b>	2M
<b>Cable Type</b>	PFA insulated outer jacket
<b>Core / Strands</b>	7/0.1mm
<b>Cable Termination</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	+150°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Accuracy</b>	Class B
<b>Number of Wires</b>	4