

Extenseurs de sonde Lascar



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

EXTENSEURS DE SONDE EL

Prise jack 3,5 mm vers douille femelle 3,5 mm qui peut tre utilise pour tendre la sonde fournie avec tous les produits Thermistor (TP et TP+) de Lascar.

Caractristiques techniques**Specifications**

General Description	Probe extenders for Lascar data loggers
Type	3.5mm jack to female 3.5mm socket
Cable Length	1.5M, 3M, 5M, 10M