

Thermomtre sans fil BF avec Wi-Fi et Bluetooth



Cook With Confidence, Not Constraint



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Options de sonde simple (BF70) ou de sonde double (BF80). tanche et rsistante la chaleur.

Ce thermomtre sans fil BF80 possde deux sondes en acier inoxydable distinctes pour mesurer deux aliments simultanment et amliorer lefficacit de la cuisson au barbecue. Ses sondes rsistantes la chaleur sadaptent aux fours et aux grills, et vous pouvez les rincer leau froide aprs quelles aient refroidi compltement aprs la cuisson. La version BF70 possde les mmes fonctionnalits avec une seule sonde.

Connexion sans fil double. En tant que sonde thermomtre BBQ multifonctionnel, il est quip de deux modules sans fil : le Wi-Fi 2,4 GHz permet une surveillance distance illimite, peu importe la distance des cuisinires, tandis que le Bluetooth 5,4 amlior offre une couverture de signal stable jusqu 150 mtres. Ce thermomtre sonde de viande pratique vous tient inform de ltat de cuisson de manire flexible, lintrieur comme lextrieur.

cran grand angle 150 & puce TI Precise. quipe dun cran positif panoramique large 150 et dune puce TI haute performance, cette base intelligente de thermomtre viande sans fil offre des relevs de temprature ultra-stables et prcis pour le barbecue et la cuisson. Il divise lcran pour afficher la chaleur ambiante et la temprature prdfinie, permettant une simple opration tactile hors ligne sans tlphone.

Gestion personnalise des applications. Vous pouvez personnaliser entirement diffrentes tempratures cibles de viande via lapplication exclusive correspondante de ce thermomtre sans fil BF. Le systme gnre automatiquement des cartes visualises de suivi de la temprature pour sauvegarder vos relevs de cuisine, vous aidant ainsi affiner vos comptences culinaires et optimiser les recettes de barbecue maison tape par tape.

Batterie longue et cadeau polyvalent. La base offre une dure de fonctionnement de 24 heures, et les sondes bnficient de 33 heures dutilisation aprs une charge rapide de 10 minutes, suffisante pour fumer toute la journe basse temprature et un torracteur maison prolong. Compatible avec les fours, friteuses air et les environnements de barbecue en extrieur, ce thermomtre sans fil viande devient un cadeau surprise pratique pour les passionns de barbecue et les amateurs de cuisine domestique pendant les ftes.

Caractristiques techniques

Specifications

Model	BF70 (single probe) or BF80 (Dual probe)
General Description	Wireless Meat Thermometer
Communications Protocol	WiFi & 100m Bluetooth Range
Accuracy	+/- 1°C (+/- 1.8F)
Ambient Operating Temperature	up to 400°C (752°F)
Battery	1 x 9V battery (included). Rechargeable
Display Type	2.4 inch LCD display



Power Consumption	Wireless probes: 5 min fast charging for 33+ hours of use
--------------------------	---