


## Connecteur miniature pour thermocouple Prise en ligne JM-T-FS Type T JIS



**Miniature in-line Socket**  
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Connecteur miniature pour thermocouple Prise en ligne JM-T-FS Type T JIS**

Idéal pour un usage général, tous les contacts sont polarisés pour garantir une bonne connexion. Ces connecteurs acceptent des câbles thermocouple jusqu'à 4 mm de diamètre.

**Caractéristiques techniques****Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-9252-001
<b>General Description</b>	Ideal for general purpose use. Contacts are polarised to ensure correct connection.
<b>Thermocouple Type</b>	T JIS
<b>Connector Type</b>	Socket
<b>Connector Size</b>	Miniature
<b>Colour</b>	Brown
<b>Max. Temperature</b>	220°C
<b>+Positive Contact</b>	Copper
<b>-Negative Contact</b>	Copper Nickel
<b>Standards Met</b>	BS EN 50212:1997. RoHS
<b>Series</b>	Miniature Connector